

LAPORAN DATA TEHNIK

HS 0301

SANIFECT

Pembersih Kuman pada Mangkok/Lubang dan Tempat Kencing

DESKRIPSI:

Pembersih kuman yang sangat kuat dan pekat pada mangkok/lubang porselin dan tempat kencing, menghilangkan bau dan pembasmi kuman.

KEGUNAAN:

Untuk membersihkan, menghilangkan bau busuk, membasmi kuman pada mangkok dan tempat kencing, bak mandi, tembok keramik dan ubin lantai.

BAGAIMANA CARA MENGGUNAKANNYA:

UNTUK MEMBERSIHKAN DAN MEMBASMI KUMAN PADA MANGKOK/LUBANG KAMAR KECIL DAN TEMPAT KENCING:
Semprotkan sedikit aliran pada seluruh bagian dalam mangkok/lubang atau tempat kencing. Perhatikan bagaimana itu melekat pada permukaan. Sebarkan keseluruhan mangkok/lubang dan bagian bawah lingkaran dengan suatu alat pembersih mangkok/lubang. Gunakan proses yang sama untuk bak, bak mandi, lantai keramik, dinding ubin. Biarkan bekerja sedikitnya beberapa menit. Bilas dengan bersih dan bersihkan dengan lap pembersih.

PEMAKAI UTAMA:

Lembaga-lembaga, rumah sakit-rumah sakit, sekolah-sekolah, gedung-gedung perkantoran, hotel-hotel, motel-motel, restoran-restoran dan gedung bioskop.

KEUNTUNGANNYA:

- 1) Menghilangkan kapur dan kerak air, membersihkan karat, tembaga dan noda besi.
- 2) Memberantas perkembangbiakkan kuman dari lapisan zat organik tanpa merusak pada barang kaca.
- 3) Tidak berbahaya pada pipa dan pipa leding.
- 4) Tidak merusak tangan atau pakaian.
- 5) Menembus, melepaskan dan membersihkan tanah dan debu yang susah dihilangkan.
- 6) Memutihkan kembali bagian yang putih dari mangkok dan tempat kencing.
- 7) Dengan cepat membunuh kuman penyakit dan bau karena bakteri.
- 8) Membantu melindungi kesehatan dengan memelihara standar kebersihan yang tinggi.
- 9) Membersihkan pasir-pasir halus diantara ubin keramik.
- 10) Berdaya serap.

TINDAKAN PENCEGAHAN:

DARI LUAR: Jika terkena mata atau kulit bilas/siram langsung dengan air selama 15 menit tutup dengan sodium bicarbonat yang dibasahkan. **SEGERA HUBUNGI DOKTER/RUMAH SAKIT.** Jika terkena pakaian bersihkan dan cuci segera.

DARI LUAR: Jika terminum/tertelan, berikan larutan susu dan sodium bicarbonat, susu tawar atau putih telur aduk dengan air atau 3 atau 4 gelas susu. **JANGAN BERUSAHA UNTUK MEMUNTAKKAN.** **SEGERA HUBUNGI DOKTER/RUMAH SAKIT.** Baca Bahan Keamanan Lembaran Data.

SPESIFIKASI:

Warna Biru
Bau Menyenangkan
Total Aktip 49.6%