

REPOOT DATA TEKNIKAL

HS 2960

RESTORE

Konsenterasi Pembersihan Konsenterasi

HURAIAN:

RESTORE adalah kisan Isopropyl Alkohol, Propylene Glycol, Triethylene Glycol dan Minyak Asas.

TUJUAN:

RESTORE digunakan untuk mendeodorasikan secara cepat dan mudah pada basis yang seterusnya.

CARA PENGGUNAAN:

RESTORE boleh digunakan tanpa mencairkan dengan memicit satu atau dua titik untuk yang berikut:

HOSPITAL. Kualiti katil, tempat buang air, botol pengaliran, bau yang disebabkan oleh kolotomi, incontinence, kes kebakaran dan terminal karsinoma.

PENGGUNAAN BIASA Tandas, Bilik Air, Tong Sampah, Kawasan binatang, Penapis Penghawa Dingin, dalaman kereta, tempat abu rokok.

SALUN KECANTIKAN. Untuk menyingkirkan bau yang disebabkan oleh pengeritingan rambut dan rawatan rambut yang lain.

PENGGUNA UTAMA:

Sekolah, industri, rumah apartment, bangunan kormersil, lapangan terbang, hospital, klinik, rumah nurse, teater, restoran, kelab malam, vererina, bilik tetamu untuk pengkebumian, lorong bowling, bas, kapal terbang, bilik kecantikan, salun rambut, katering.

KELEBIHAN:

- 1) Menjimatkan dalam pencairan.
- 2) Tidak meninggalkan bau yang menyakitkan.
- 3) Cepat bekerja
- 4) Mudah untuk digunakan
- 5) Biodegradable.

LANGKAH BERJAGA-JAGA:

AWAS: Jangan semburkan RESTORE berdekatan dengan api. Dicapangkan agar penyimpanan produk adalah pada suhu tidak melebihi 30°C. Elakkan terkena mata. Apabila RESTORE tepercik kemata, bilas dengan air untuk 15 minit dan DAPATKAN DOKTOR. Baca Data-Data Keselamatan Bahan-Bahan.

SPESIFIKASI:

Kepadatan pada 25°C 0.977 - 0.980
Bentuk fizikal Cecair lut cahaya
Warna Bewarna
Ramuan Aktif 40%
Ketsbilan Stabul diantara - 40°C & 38°C
Titik Pancaran Lebih 100°C